

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd161 Для Проточной Цитометрии - Q12918

Артикул: CM0004561



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD161 (KLRB1). Рекомбинантный иммуноген, полученный из аминокислот 67-225. Валидировано для проточной цитометрии. Подходит для иммунофенотипирования NK-клеток и Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD161
Примечания/Альтернативные названия	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3820
ID гена	3820
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-225 человеческого CD161 (NP_002249.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12918
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом