


Моноклональное Антитело Кролика Арс Против Человеческого Cd162/Psgl-1 Для Проточной Цитометрии - Q14242

Артикул: CM0008579



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело к человеческому CD162/PSGL-1 (гликопротеиновый лиганд 1 Р-селектина), валидированное для проточной цитометрии. Подходит для изучения роллинга лейкоцитов, адгезии и исследований в области воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика APC против человеческого CD162/PSGL-1
Примечания/псевдонимы	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1
Вид	Человек
ID гена	6404
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 42-295 человеческого CD162/PSGL-1 (NP_002997.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14242
Доставка	Айс-пак