

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd172A/Sirpα Для Проточной Цитометрии - P78324

Артикул: CM0012715



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD172a/SIRPα, валидированное для проточной цитометрии. Нацелено на внеклеточный домен; подходит для анализа экспрессии SIRPα на живых миелоидных клетках. Идеально для иммунологических исследований и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-конъюгированное кроличье антитело против человеческого CD172a/SIRPα
Примечания/Альтернативные названия	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Вид	Человек
GeneID	140885
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-370 человеческого CD172a/SIRPα (NP_542970.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78324
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом