

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd177 Для Проточной Цитометрии - Q8N6Q3

Артикул: CM0004474

введение

АПС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD177 (PRV-1, NB1 GP). Валидировано для проточной цитометрии. Реагирует с человеческим белком. Подходит для исследований нейтрофилов и истинной полицитемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПС-конъюгированное кроличье антитело против человеческого CD177 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57126
GeneID	57126
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-407 человеческого CD177 (NP_065139.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярная масса белка	15кДа/27кДа/46кДа
Условия доставки	В пакете со льдом