

Арс, Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd185/Cxcr5 Для Fc — P32302

Артикул: CM0010017

введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD185/CXCR5 (BLR1) — хемокиновый рецептор, участвующий в миграции В-клеток и развитии лимфомы. Валидировано для проточной цитометрии. Мембранный белок массой ~42 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC, кроличье моноклональное антитело против человеческого CD185/CXCR5
Примечания/псевдоним	BLR1; CD185; MDR15
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	643
Идентификатор гена	643
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–47 человеческого CD185/CXCR5 (NP_033981.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P32302
Молекулярная масса белка	42 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом