

Моноклональное Апк-Кроличье Антитело К Человеческому Cd196/Ccr6 Для Проточной Цитометрии - P51684

Артикул: CM0005074



введение

Конъюгированное с АПК кроличье моноклональное антитело к человеческому CD196/CCR6, валидированное для проточной цитометрии (ПЦ). Идеально подходит для исследования хемокин-рецептор-опосредованного трафика иммунных клеток и воспалительных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПК Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD196/CCR6
Примечания/Альтернативные названия	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Вид	Человек
ID гена (человек)	1235
ID гена	1235
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51684
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Хладопакет