


Моноклональное Антитело Арс Кролика Против Человеческого Cd1B Для Проточной Цитометрии - P29016

Артикул: CM0005125



введение

Моноклональное антитело APC кролика против человеческого CD1B для FC. Специфично в отношении человека, валидировано для проточной цитометрии, направлено против CD1B (P29016) – гликопротеина поверхности Т-клеток, который презентрует липидные антигены.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело APC кролика против человеческого CD1B
Примечания/Синонимы	R1; CD1; CD1A
Вид специфичности	Человек
ID гена (человек)	910
ID гена	910
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29016
Молекулярная масса белка	37 кДа/30 кДа
Доставка	С холодильным элементом