

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd1c, Конъюгированное Афк, Для Проточной Цитометрии — P29017

Артикул: CM0010711



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD1c (BDCA1), конъюгированное аллофикоцианином (АФК), валидированное для проточной цитометрии. Обнаруживает гликопротеин, презентирующий липидные антигены, на иммунных клетках, подходит для исследований в области иммунологии и дендритных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD1c, конъюгированное АФК
Примечания / алиасы	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Вид реагирования	Человек
Идентификатор гена (человек)	911
Идентификатор гена	911
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 19-298 человеческого CD1c (NP_001756.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
Запись в SWISS-Prot	P29017
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим