


## Моноклональное Антитело Кролика Арс Против Человеческого Cd213A1/IL-13Rα1 Для Проточной Цитометрии - P78552

Артикул: CM0011514



### введение

Конъюгированное с АФС кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD213a1/IL-13Rα1, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения сигнализации IL-13/IL-4, экспрессии раково-тестикулярных антигенов и биологии цитокиновых рецепторов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Моноклональное антитело кролика APC против человеческого CD213a1/IL-13Rα1                                                       |
| Примечания/Альтернативные названия | NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra                                                                                                     |
| Вид реагирования                   | Человек                                                                                                                         |
| GeneID                             | 3597                                                                                                                            |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 29-343 человеческого CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                          |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                         |
| Применение                         | ПЦ (FC)                                                                                                                         |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                         |
| SWISS                              | P78552                                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка           | 49 кДа                                                                                                                          |
| Доставка                           | Сумка-холодильник                                                                                                               |