

Моноклональное АПК-Меченое Кроличье Антитело Против Человеческого Cd228/Mfi2 Для Проточной Цитометрии — P08582

Артикул: CM0005482



введение

АПК-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий меланотрансферрин (CD228/MFI2). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для исследований поглощения железа, меланомы и смежных областей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	АПК кроличье анти-человеческое mAb к CD228/MFI2
Примечания/алиасы	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Вид	Человек
GeneID (человек)	4241
GeneID	4241
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 20 по 708 человеческого CD228/MFI2 (NP_005920.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08582
Молекулярная масса белка	32 кДа/80 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом