

Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd244/2B4 Для Проточной Цитометрии - Q9Bzw8

Артикул: CM0012800

введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD244/2B4 (SLAMF4) для проточной цитометрии. Распознают рецептор естественных киллерных клеток 2B4, участвующий в активации NK-клеток. Валидированы на образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик anti-Human CD244/2B4 mAb
Примечания/Псевдонимы	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	51744
ID гена	51744
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 22-221 человеческого CD244/2B4 (NP_001160135.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZW8
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом