


Моноклональное Антитело Арс Кролика Против Человеческого Cd261/Trail-R1 Для Пц — 000220

Артикул: CM0012066



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD261/TRAIL-R1 (DR4, TNFRSF10A), для проточной цитометрии. Распознает рецептор апоптоза с молекулярной массой 50 кДа, участвующий в индуцированной TRAIL апоптозе и активации NF-kB. Валидировано для реактивности с человеческим материалом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье антитело против человеческого CD261/TRAIL-R1, мКл
Примечания/Альтернативные названия	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; рецептор суперсемейства фактора некроза опухоли 10a
Вид	Человек
GeneID (человек)	8797
GeneID	8797
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-232 человеческого CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	000220
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	С холодоэлементом