

Арс Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Cd27 Для Проточной Цитометрии — P26842

Артикул: CM0010999



введение

Высококачественное конъюгированное с APC моноклональное антитело кролика против человеческого CD27 (клон не указан), валидированное для проточной цитометрии (FC). Подходит для изучения экспрессии костимулирующего иммунного контрольного рецептора на Т-клетках, НК-клетках и В-клетках в рамках иммунологических и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	APC-меченое моноклональное антитело кролика против человеческого CD27
Примечания/псевдонимы	T14; S152; Trp55; TNFRSF7; S152, LPFS2
Вид	Человек
GeneID	939
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий аминокислоты 21–192 человеческого CD27 (NP_001233.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P26842
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом