

## Арс, Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd270/Hvem Для Проточной Цитометрии — Q92956

Артикул: CM0011155



### введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против человеческого CD270/HVEM (TNFRSF14), предназначенное для применения в проточной цитометрии в исследованиях иммунологии и вирусологии. Обнаруживает эндогенный CD270 на иммунных клетках.

[Узнать больше](#)

| Характеристика               | Детали                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | APC, кроличье моноклональное антитело против человеческого CD270/HVEM                                                                                         |
| Алиасы                       | TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; член суперсемейства рецепторов TNF 14                                                                         |
| Вид                          | Человек                                                                                                                                                       |
| Идентификатор гена (человек) | 8764                                                                                                                                                          |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-162 человеческого CD270/HVEM (NP_003811.2) |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                                        |
| Категория                    | Моноклональное антитело                                                                                                                                       |
| Применение                   | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                                                     |
| Перекрёстная реактивность    | Человек                                                                                                                                                       |
| SWISS                        | Q92956                                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка     | 21 кДа/30 кДа                                                                                                                                                 |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                                                |