


Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd271/Ngfr Для Проточной Цитометрии - P08138

Артикул: CM0008271



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, конъюгированные с APC, против человеческого CD271/NGFR (p75NTR) для применения в проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения сигнальных путей нейротрофинов, нейронального развития и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличьи МАб против человеческого CD271/NGFR
Примечания/Псевдоним	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4804
GeneID	4804
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08138
Молекулярный вес белка	35кДа/45кДа
Доставка	Сумка со льдом