

Арс, Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd275/B7-H2/Icosl Для Fc — 075144

Артикул: CM0011879



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против человеческого CD275 (лиганда ICOS), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения костимуляции Т-клеток, биологии иммунных контрольных точек и дифференцировки В-клеток. SWISS: 075144.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC, кроличье моноклональное антитело против человеческого CD275/B7-H2/ICOSL
Примечания/синонимы	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Вид	Человек
GeneID	23308
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-256 человеческого CD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	075144
Молекулярная масса белка	20 кДа/33 кДа/34 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом