

Арс Кролик Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd33 Для Проточной Цитометрии - P20138

Артикул: CM0009523



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD33 (Siglec-3, ID гена 945), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для изучения клеток миелоидного ряда, микроглии и бластов ОМЛ. SWISS: P20138.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик мАб против человеческого CD33
Примечания/Псевдоним	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Вид	Человек
ID гена	945
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-259 человеческого CD33 (NP_001763.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20138
Молекулярный вес белка	40 кДа
Доставка	Сумка со льдом