


Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd38 Для Проточной Цитометрии - P28907

Артикул: CM0012050



введение

АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD38, подходящее для проточной цитометрии. Нацелено на ADP-рибозилциклазу/циклическую ADP-рибозу гидролазу 1 (P28907), участвующую в передаче кальциевых сигналов и активации лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к CD38 человека
Примечания/Альтернативные названия	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	952
ID гена	952
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 43-300 человеческого CD38 (P28907).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28907
Молекулярная масса белка	13 кДа/34 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом