


Арс Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd40 Для Fc - P25942

Артикул: CM0012741



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против человеческого CD40 (TNFRSF5, Bp50), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунологических и онкологических исследований, а также разработки тест-систем для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье моноклональное антитело против человеческого CD40
Алиас	p50; Bp50; CDW40; TNFRSF5
Вид	Человек
ID гена	958
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-193 человеческого CD40 (NP_001241.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
Идентификатор UniProt	P25942
Расчётная молекулярная масса	31 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом