

Моноклональное Антитело Кролика К Cd42В Человека, Конъюгированное С Арс, Для Проточной Цитометрии (Fc) - P07359

Артикул: CM0004068



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с APC, направленное против CD42b (GP1BA) человека. Валидировано для проточной цитометрии (FC). Подходит для исследований функции тромбоцитов, тромбоза и гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CD42b человека, конъюгированное с APC
Примечания/Синонимы	GP1BA; BDPLT1; BDPLT3; BSS; CD42B; CD42b-альфа; DBPLT3; GP1B; GPIbA; GPIbalpha; VWDP; альфа-цепь гликопротеина Ib тромбоцитов
Вид	Человек
GenelD (Человек)	2811
GenelD	2811
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 15-531 CD42b человека (NP_000164.5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07359
Молекулярная масса белка	72 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом