

Моноклональное Антитело Арс, Кроличье, Против Человеческого Cd44 Для Проточной Цитометрии — P16070

Артикул: CM0011986



введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика против человеческого CD44, конъюгированное с APC (P16070), валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований хоуминга, адгезии и миграции лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело APC, кроличье, против человеческого CD44
Примечания/синонимы	IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; H-CAM; HCELL; ECM-III; HUTCH-1; HUTCH-I; ECMR-III; Hermes-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	960
GeneID	960
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20–178 человеческого CD44 (NP_000601.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P16070
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом