

## Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd45Rb Для Проточной Цитометрии - P08575-9

Артикул: CM0011049

### введение

АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD45RB (PTPRC изоформа 7) для проточной цитометрии. Детектирует человеческий CD45RB, общий лейкоцитарный антиген. Идеально для исследований иммунофенотипирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD45RB                                                                                 |
| Примечания/Альтернативные названия | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                                                      |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                     |
| ID гена (Человек)                  | 5788                                                                                                                                                        |
| ID гена                            | 5788                                                                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-463 человеческого CD45RB (XP_006711537.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                      |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                     |
| Применение                         | Проточная цитометрия (FC)                                                                                                                                   |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                     |
| SWISS                              | P08575-9                                                                                                                                                    |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                                            |