

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd47 Для Проточной Цитометрии - Q08722

Артикул: CM0006242



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD47 (IAP/OA3/MER6), для проточной цитометрии. Валидировано с рекомбинантным иммуногеном (а.о. 19-139), реагирует с человеком. Молекулярная масса 31-35 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD47
Примечания/Альтернативные названия	IAP; OA3; MER6
Вид	Человек
GeneID (человек)	961
GeneID	961
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-139 человеческого CD47 (NP_001768.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q08722
Молекулярная масса белка	31 кДа/33 кДа/35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом