

Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd48, Безглицериновое, Для Проточной Цитометрии - P09326

Артикул: CM0009349



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD48 (SLAMF2), безглицериновое, валидировано для проточной цитометрии. Подходит для иммунофенотипирования гемопоэтических клеток и функциональных исследований CD48-опосредованных иммунных взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-меченое кроличье антитело к человеческому CD48, моноклональное, безглицериновое
Примечания/Альтернативные названия	BCM1; BLAST; hCD48; mCD48; BLAST1; SLAMF2; MEM-102
Вид	Человек
GeneID (Человек)	962
GeneID	962
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-220 человеческого CD48(NP_001769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09326
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом