

Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd66A/Сеасам1 Для Проточной Цитометрии - P13688

Артикул: CM0010968



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD66a/CEACAM1, валидированное для проточной цитометрии. Полезно для профилирования иммунных клеток, исследований Т-клеток, NK-клеток и опухолевых клеток. Распознает человеческий CEACAM1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Human CD66a/CEACAM1 mAb
Примечания/Альтернативные названия	CEACAM1; BGP; BGP1; BGPI; раково-эмбриональный антиген-родственная молекула клеточной адгезии 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	634
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-428 человеческого CD66a/CEACAM1 (NP_001703.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13688
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом