


Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd81 Для Проточной Цитометрии - P60033

Артикул: CM0011598



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD81 (TAPA-1). Валидировано для проточной цитометрии, это антитело детектирует тетраспанин, участвующий в передаче сигналов в В-клетках и проникновении вирусов. Идеально для исследований в иммунологии и вирусологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-меченое кроличье моноклональное антитело против человеческого CD81
Примечания/Альтернативные названия	S5.7; CVID6; TAPA1; TSPAN28
Вид	Человек
GeneID (Человек)	975
GeneID	975
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114-199 человеческого CD81 (NP_004347.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P60033
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом