


Моноклональное Антитело Кролика Арс К Человеческому Cd9 Для Проточной Цитометрии — P21926

Артикул: CM0008442



введение

Конъюгированное с АФК кроличье моноклональное антитело к человеческому CD9 — тетраспанину, участвующему в клеточной адгезии, активации тромбоцитов и метастазировании опухолей. Валидировано для применения в проточной цитометрии (ПЦ).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика APC к человеческому CD9
Примечания/Альтернативные названия	MIC3; MRP-1; BTCC-1; DRAP-27; TSPAN29; TSPAN-29
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	928
ID гена	928
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-228 человеческого CD9 (NP_001760.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21926
Молекулярная масса белка	25 кДа
Условия доставки	Холодильный пакет