

Моноклональное Апф Кроличье Антитело Против Человеческого Cd95/Fas Для Проточной Цитометрии — P25445

Артикул: CM0005956



введение

Конъюгированное с АПФ кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD95/FAS (Apo-1, TNFRSF6). Валидировано для проточной цитометрии, подходит для изучения апоптоза, периферической толерантности и гомеостаза Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПФ Кроличье антитело против человеческого CD95/FAS мкА
Примечания/Альясы	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6
Вид	Человек
ID гена (человек)	355
ID гена	355
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 26-173 человеческого CD95/FAS (NP_000034.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25445
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет