


Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Egfr Для Проточной Цитометрии - P00533

Артикул: CM0011294



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого EGFR, валидированные для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 335-525). Идеально подходят для исследований в онкологии и передаче сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик anti-Human EGFR mAb
Примечания/Псевдоним	ERBB; ERBP; HER1; mENA; ERBB1; PIG61; NISBD2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1956
GeneID	1956
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 335-525 человеческого EGFR (NP_005219.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P00533
Молекулярный вес белка	44kDa/69kDa/77kDa/134kDa
Доставка	Сумка со льдом