


Моноклональное Кроличье Антитело К Человеческому Flt3/Cd135, Конъюгированное С Апф, Для Проточной Цитометрии - P36888

Артикул: CM0005442



введение

Высококачественное моноклональное кроличье антитело против человеческого Flt3/CD135 (FLK2/STK1), конъюгированное с аллофикоцианином. Валидировано для проточной цитометрии. Распознает эпитоп внеклеточного домена; идеально подходит для исследований гемопоэза и лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к человеческому Flt3/CD135, конъюгированное с АПФ
Примечания/Синонимы	FLK2; STK1; CD135; FLK-2
Вид перекрестной реактивности	Человек
ID гена (человек)	2322
ID гена	2322
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность аминокислот 27-163 человеческого Flt3/CD135 (NP_004110.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P36888
Молекулярная масса белка	108 кДа/113 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом