


Арс-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Icam-1/Cd54 Для Проточной Цитометрии (Fc) - P05362

Артикул: CM0008624



введение

АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий ICAM-1 (CD54), валидированное для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген, охватывающий аминокислоты 28-480. Подходит для изучения адгезии лейкоцитов, трансэндотелиальной миграции и функции вирусного рецептора.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АРС-конъюгированное кроличье моноклональное антитело к человеческому ICAM-1/CD54
Примечания/Альтернативные названия	BB2; CD54; P3.58
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3383
GeneID	3383
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-480 человеческого ICAM-1/CD54 (NP_000192.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05362
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом