


Арс Кролик Анти-Человеческий IgG (Fc) Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии (Fc) - P01857

Артикул: CM0005613



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против Fc-области человеческого IgG. Валидировано для проточной цитометрии (FC) с реактивностью на человека. Рекомбинантный белковый иммуноген. Идеально подходит для иммунологических исследований и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик антиЧеловеческий IgG (Fc) мАт
Примечания/Псевдоним	IGHG1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3500
GeneID	3500
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-330 человеческого IgG (Fc) (P01857)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01857
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом