


Арс, Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IgG (Fc) Для Проточной Цитометрии — P01857

Артикул: CM0009241



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, нацеленное на Fc-область человеческого IgG, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований В-клеток, изучения гуморального иммунитета и разработки терапевтических антител. — P01857

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC, кроличье антитело против человеческого IgG (Fc), мАб
Примечания/синоним	IGHG1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	3500
Идентификатор гена	3500
Иммуноген	Рекомбинантный белок (или фрагмент). Данная информация считается коммерчески конфиденциальной.
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P01857
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Хладагент