


Арс Кролик Моноклональные Антитела Против Человеческого IL-17A Для Проточной Цитометрии (Внутриклеточный) - Q16552

Артикул: CM0008202



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела против человеческого IL-17A, валидированные для внутриклеточной проточной цитометрии. Подходят для образцов человека; идеально подходят для исследований Th17-клеток, воспаления и слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик анти-Человеческий IL-17A мАт
Примечания/Псевдоним	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3605
GeneID	3605
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-155 человеческого IL-17A (NP_002181.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточный)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q16552
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	Сумка со льдом