


Арс-Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого IL-2 — P60568

Артикул: CM0008187



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-2 (интерлейкин-2, TCGF). Предназначено для внутриклеточной проточной цитометрии (FC). Распознаёт человеческий IL-2, необходимый для роста Т-клеток, регуляции иммунного ответа и активности NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-кроличье моноклональное антитело против человеческого IL-2
Примечания/синонимы	IL-2; TCGF; лимфокин
Вид	Человек
GeneID (человек)	3558
GeneID	3558
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-153 человеческого IL-2 (NP_000577.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (внутриклеточное окрашивание)
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P60568
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом