

Кроличья Моноклональная АПК-Антитело Против Человеческого Интегрин-В1/Cd29 Для Проточной Цитометрии - P05556

Артикул: CM0006258



введение

Конъюгированное с АПК кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого интегрин-β1/CD29 (UniProt P05556), валидировано для проточной цитометрии. Подходит для изучения клеточной адгезии, миграции и рецептор-опосредованной сигнализации в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	АПК кроличья анти-человеческая интегрин-β1/CD29 моноклональная антитело
Примечания/Синонимы	CD29; FNRRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
Вид	Человек
ID гена (человек)	3688
ID гена	3688
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-728 человеческого интегрин-β1/CD29 (NP_002202.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P05556
Молекулярная масса белка	87 кДа/88 кДа/91 кДа
Доставка	Холодовой пакет