


Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Itga1/Cd49А Для Проточной Цитометрии - P56199

Артикул: CM0011825



введение

Конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого интегрина альфа-1 (ITGA1/CD49a), валидированные для проточной цитометрии. Молекулярная масса 131 кДа. Подходят для изучения функции рецептора коллагена/ламинина и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличьи мАб против человеческого ITGA1/CD49a
Примечания/Псевдоним	VLA1; CD49a
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3672
GeneID	3672
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-1141 человеческого ITGA1/CD49a (NP_852478.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56199
Масса белка	131кДа
Доставка	Сумка со льдом