

Арс Кролик Анти-Человеческий Mglur2 Моноклональное Антитело Для Проточной Цитометрии - Q14416

Артикул: CM0004586



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело против человеческого метаботропного глутаматного рецептора 2 (mGluR2, GRM2) для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека. Подходит для исследований в нейронауке синаптической передачи и изучения проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кролик анти-Человеческий mGluR2 мАт
Примечания/Псевдоним	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2912
ID гена	2912
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-498 человеческого mGluR2 (NP_000830.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14416
Молекулярный вес белка	96кДа
Доставка	Ледяной пакет