

Арс-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Nectin-1/Cd111 Для Проточной Цитометрии - Q15223

Артикул: CM0009599



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий Nectin-1/CD111. Валидировано для проточной цитометрии, идеально для исследований клеточной адгезии, нейроразвития и вирусного проникновения. Реагирует с человеческими образцами. Поддерживает исследования в нейронауках, вирусологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC-меченое кроличье антитело к человеческому Nectin-1/CD111
Примечания/Альтернативные названия	ED4; PRR; HIgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; нектин-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5818
GeneID	5818
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-334 человеческого Nectin-1/CD111 (NP_002846.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15223
Молекулярная масса белка	57 кДа / 51 кДа / 39 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом