


Моноклональное Антитело Кролика К Нейропилину-2/Nrp2 Человека, Конъюгированное С Арс, Для Проточной Цитометрии (Fc) - O60462

Артикул: CM0004195



введение

Моноклональное антитело кролика, конъюгированное с APC, направленное против нейропилина-2 (NRP2) человека, валидированное для проточной цитометрии. Высокоаффинный рецептор для семафоринов, VEGF и проникновения CMV. Подходит для исследований ангиогенеза и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к нейропилину-2/NRP2 человека, конъюгированное с APC
Примечания/Синонимы	NP2; NPN2; PRO2714; VEGF165R2
Вид	Человек
GeneID	8828
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-855 нейропилина-2/NRP2 человека (NP_957718.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60462
Молекулярная масса белка	105 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом