

Моноклональное Антитело Кролика Против Человеческого Nt5E/Cd73, Конъюгированное Апс, Для Проточной Цитометрии — P21589

Артикул: CM0004237



введение

Конъюгированное АПС моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого NT5E/CD73, валидировано для проточной цитометрии. Обнаруживает GPI-заякоренную экто-5'-нуклеотидазу (~63 кДа), участвующую в аденозинной сигнализации, подходит для исследований в области иммуноонкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика АПС против человеческого NT5E/CD73
Примечания/алиасы	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CAЦJA
Вид	Человек
GeneID (человек)	4907
GeneID	4907
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот с 27 по 547 человеческого NT5E/CD73 (NP_002517.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P21589
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Айс-пак