


Арс Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Подопланина Для Проточной Цитометрии - Q86YI7

Артикул: CM0005802



введение

Высококачественные конъюгированные с APC кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого подопланина (PDPN), валидированные для применения в проточной цитометрии. Необходимы для изучения механизмов клеточной адгезии, миграции и инвазии опухолей. Поставляются компанией CamelBio для диагностических и исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличьи мАб против человеческого подопланина
Примечания/Псевдонимы	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
Вид	Человек
GeneID (человек)	10630
GeneID	10630
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-123 человеческого подопланина (NP_006465.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q86YL7
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сухой лед