

Моноклональное Арс-Меченное Кроличье Антитело К Человеческому Siglec-8 Для Пцф - Q9Nyz4

Артикул: CM0009310



введение

Конъюгированное с АПС кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Siglec-8, валидированное для проточной цитометрии. Распознает лектин 8, связывающий сиаловую кислоту, на базофилах, тучных клетках и эозинофилах. Только для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Human Siglec-8 mAb
Примечания/псевдонимы	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
Вид	Человек
ID гена (человек)	27181
ID гена	27181
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 17–363 человеческого Siglec-8 (NP_055257.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NYZ4
Молекулярная масса белка	44кДа/46кДа/54кДа
Доставка	Хладоэлемент