

Арс Кроличья Моноклональная Антитело Против Человека/Обезьяны Cd127/Il-7R Для Пцф - P16871

Артикул: CM0005235



введение

Конъюгированная с APC кроличья моноклональная антитело против CD127/IL-7R человека/обезьяны (P16871) для проточной цитометрии. Подходит для подтверждения экспрессии рецептора IL-7 в иммунных клетках. Сырье для ИВД, предназначенное для научных исследований, от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличья моноклональная антитело против человека/обезьяны CD127/IL-7R
Примечания/Алиасы	ILRA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	3575
ID гена	3575
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 21-236 человеческого CD127/IL-7Rα (NP_002176.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Кинокапцуг макак
SWISS	P16871
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Айс-бокс