


Арс Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого/Обезьяньего Cd14 Для Проточной Цитометрии - P08571

Артикул: CM0009938



введение

APC-конъюгированное кроличье моноклональное антитело распознает человеческий и циномолгусовый CD14, подходит для проточной цитометрии. CD14 является ключевым корецептором врожденного иммунитета для бактериального ЛПС, экспрессируется на моноцитах и макрофагах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье антитело против человеческого/обезьяньего CD14 (мкАТ)
Примечания/Альтернативные названия	CD14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	929
ID гена	929
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-352 человеческого CD14 (NP_000582.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолг
SWISS	P08571
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом