

Арс Кроличье Античеловеческое/Антиобезьянье Моноклональное Антитело К Cd19 — Cd19

Артикул: CM0010420

введение

Моноклональное антитело кролика к CD19, конъюгированное с APC, предназначенное для применения в проточной цитометрии (FC). Демонстрирует перекрёстную реактивность с антигенами человека, яванской макаки и макаки-резуса. Идеально подходит для иммунофенотипирования и разработки ИВД-тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC кроличье античеловеческое/антиобезьянье моноклональное антитело к CD19
Примечания/синоним	CD19
Вид	Обезьяна
Идентификатор гена (человек)	930
Идентификатор гена (обезьяна)	102145514
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-292 CD19 обезьяны (XP_005591597.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек, яванская макака, макака-резус
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет