

Моноклональное Антитело Кролика Арс Против Человеческого/Обезьяньего Cd197/Ccr7 Для Проточной Цитометрии - P32248

Артикул: CM0005225



введение

Конъюгированное с APC кроличье моноклональное антитело, направленное против CD197/CCR7 (P32248), валидированное для проточной цитометрии. Распознает антигены человека и яванского макака. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика APC против человеческого/обезьяньего CD197/CCR7
Примечания/Алиасы	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Вид	Человек
GeneID (человек)	1236
GeneID	1236
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, яванский макак
SWISS	P32248
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумуляторами холода