


Кроличья Моноклональная Антитело К Cd20 Человека/Обезьяны, Меченная Афк - P11836

Артикул: CM0005338



введение

Конъюгированная с аллофикоцианином (АФК) кроличья моноклональная антитело, специфичная к CD20 человека и кинодоморфного макака (MS4A1, B1, Bp35, Leu-16). Валидирована для проточной цитометрии. Распознает антиген В-лимфоцитов P11836 с молекулярной массой 33 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к CD20 человека/обезьяны, меченная АФК
Примечания / Альтернативные названия	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Вид	Человек
ID гена (человек)	931
ID гена	931
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 100–200 белка CD20 человека (NP_068769.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек, кинодоморфный макак
SWISS	P11836
Молекулярная масса белка	14 кДа / 33 кДа
Доставка	Холодильный пакет