

Моноклональные Антитела Кролика Против Cd25 Человека/Обезьяны, Конъюгированные С Арс, Для Проточной Цитометрии - P01589

Артикул: CM0006233



введение

Конъюгированные с APC моноклональные антитела кролика против CD25 человека/обезьяны для проточной цитометрии. Нацелены на альфа-субъединицу (p55, антиген TAC) рецептора IL-2 на регуляторных Т-клетках; валинизированы на образцах человека и макаки-крабоеды.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD25 mAb
Примечания/Псевдоним	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3559
GeneID	3559
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-213 CD25 человека (NP_000408.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек, Макак-крабоед
SWISS	P01589
Молекулярный вес белка	31кДа
Доставка	Сумка-холодильник