

## Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому/Обезьяньему Cd3, Меченое Апс, Для Проточной Цитометрии - P07766

Артикул: CM0009405



### введение

Конъюгированное с аллофикоцианином (АПС) моноклональное антитело кролика, нацеленное на эпсилон-цепь CD3 человека и обезьяны, валидированное для проточной цитометрии. Идеально подходит для иммунофенотипирования Т-клеток, исследований развития Т-клеток и изучения адаптивного иммунитета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | АПС кроличье антитело к человеческому/обезьяньему CD3, моноклональное                                           |
| Примечания/алиасы         | ТЗЕ; TCRE; IMD18; CD3epsilon                                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                         |
| ID гена (человек)         | 916                                                                                                             |
| ID гена                   | 916                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-126 человеческого CD3 (NP_000724.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                          |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                         |
| Применение                | ПЦ (проточная цитометрия)                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, циномолгус (макака крабьед)                                                                            |
| База данных SWISS         | P07766                                                                                                          |
| Молекулярная масса белка  | 23 кДа                                                                                                          |
| Доставка                  | Сумка-холодильник с льдом                                                                                       |